

## Masque «Bec de canard» Grand Public Catégorie 1 <sup>(1)</sup>

AVANTAGES



### RESPIRANT ET LÉGER

grâce à sa forme « Bec de canard »



### PORT AGRÉABLE

maille texturée et douce, confortable et attache par élastiques aux oreilles



### RÉUTILISABLE

Lavable au moins 50 fois soit 51 utilisations <sup>(2)</sup>



### PROTECTEUR

Filtration avant lavage de 99% pour les particules de 3 µm <sup>(2)</sup>




« Mettre un Teximasque®, c'est agir pour la santé de tous »

### Spécifications

Très léger : un masque pèse moins de 8 grammes

Masque tri-couche : 78% tricot Polyester (PET)  
22 % non-tissé Polypropylène (PP)  
Total : 193 g/m<sup>2</sup>



**Couche intermédiaire filtrante**  
Non tissé PP - 43 g/m<sup>2</sup>

#### Couche externe

Tricot PET - 75 g/m<sup>2</sup>  
(Textile à usage médical  
fabriqué par MDB Texinov)

#### Couche contact peau

Tricot PET - 75 g/m<sup>2</sup>  
(Textile à usage médical  
fabriqué par MDB Texinov)

### Performances

- Efficacité de filtration des particules de 3 µm : > 90%
- Perméabilité à l'air > 96 L.m<sup>2</sup>.S-1 pour une dépression de 100 Pa
- Design AFNOR SPEC S76-001
- Testé sur porteur pendant 4 heures par nos soins
- Durée d'utilisation **limitée à 4 heures.**

### Entretien

A stocker dans un sachet hermétique, dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

Supporte au moins 50 lavages en machine à 60°C, séchage machine ou à l'air libre, repassage à 110°C.

Pour plus de détails, se référer à la notice d'utilisation.

<sup>(1)</sup> Catégorie 1 : Masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public. Ce masque est également adapté pour un usage dans les transports.

<sup>(2)</sup> Essais réalisés dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 selon le protocole DGA. Rapport IFTH N°2020-04-08-024-50 du 30/06/2020. **Filtration de 100%** pour les particules de 3 µm après 50 lavages.

**Pour les demandes de plus de 200 masques,  
contacter le service commercial.**

ACHAT EN LIGNE



WWW.TEXTINOV-PROTECT.FR



masques@texinov.fr



+33 (0)474 974 475



MDB TEXTINOV® - 56 route de Ferrossière 38110 Saint Didier de la Tour