TEXIMASQUE®

Masque «Grand Public filtration supérieure à 90%» (1)





RESPIRANT ET LÉGER

grâce à sa forme « Bec de canard »



CONFORTABLE

surface lisse et douce, conformable et attache par élastiques aux oreilles



RÉUTILISABLE

Lavable au moins 30 fois soit 31 utilisations (2)



FILTRANT

Filtration > 90% testée par l'IFTH (2)





« Mettre un Teximasque®, c'est agir pour la santé de tous»

Spécifications


Très léger : un masque pèse moins de 8 grammes Masque tri-couche : 71% tricot Polyester (PET)

OEKO-TEX®

CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100

29 % non-tissé Polyester/Cellulose Total : 210 g/m2



Couche externe Tricot PET - 75 q/m²

(Textile à usage médical fabriqué par MDB Texinov)

Tricot PET - 75 g/m²

(Textile à usage médical fabriqué par MDB Texinov)

Performances

- Efficacité de filtration des particules de 3 μm : > 90%
- Perméabilité à l'air > 96 L.m².S-1 pour une dépression de 100 Pa
- Design AFNOR SPEC S76-001
- Testé sur porteur pendant 4 heures par nos soins
- Durée d'utilisation limitée à 4 heures.

Entretien

A stocker dans un sachet hermétique, dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

Supporte au moins 30 lavages en machine à 60°C, séchage machine ou à l'air libre, repassage à 110°C.

Pour plus de détails, se référer à la notice d'utilisation.

(1) Masque «Grand public filtration supérieure à 90%» : selon note d'information interministérielle du 20 Mars 2020 mise à jour le 28 Janvier 2021.

(2) Essais réalisés dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 selon le protocole interne inspiré du protocole de la DGA. Rapport IFTH N°2020-05-29-074 du 10/06/2020.

ACHAT EN LIGNE

BOUTIQUE

WWW.TEXINOV-PROTECT.FR

Pour les demandes de plus de 200 masques, contacter le service commercial.



masques@texinov.fr



+33 (0)474 974 475



MDB TEXINOV® - 56 route de Ferrossière 38110 Saint Didier de la Tour