

Masque «Grand Public filtration supérieure à 90%» (1)

AVANTAGES



RESPIRANT ET LÉGER

grâce à sa forme « Bec de canard »



PORT AGRÉABLE

maille texturée et douce, confortable et attache par élastiques aux oreilles



RÉUTILISABLE

Lavable au moins 50 fois soit 51 utilisations (2)



PROTECTEUR

Filtration avant lavage de 99% pour les particules de 3 µm (2)




« Mettre un Teximasque®, c'est agir pour la santé de tous »

Spécifications

Très léger : un masque pèse moins de 8 grammes

Masque tri-couche : 78% tricot Polyester (PET)
22% non-tissé Polypropylène (PP)
Total : 193 g/m²



Couche externe

Tricot PET - 75 g/m²
(Textile à usage médical
fabriqué par MDB Texinov)

Couche contact peau

Tricot PET - 75 g/m²
(Textile à usage médical
fabriqué par MDB Texinov)

Couche intermédiaire filtrante

Non tissé PP - 43 g/m²

Performances

- Efficacité de filtration des particules de 3 µm : > 90%
- Perméabilité à l'air > 96 L.m².S-1 pour une dépression de 100 Pa
- Design AFNOR SPEC S76-001
- Testé sur porteur pendant 4 heures par nos soins
- Durée d'utilisation **limitée à 4 heures.**

Entretien

A stocker dans un sachet hermétique, dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

Supporte au moins 50 lavages en machine à 60°C, séchage machine ou à l'air libre, repassage à 110°C.

Pour plus de détails, se référer à la notice d'utilisation.

(1) Masque Grand public filtration supérieure à 90% : selon note d'information interministérielle du 20 Mars 2020 mise à jour le 28 Janvier 2021.

(2) Essais réalisés dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 selon le protocole DGA. Rapport IFTH N°2020-04-08-024-50 du 30/06/2020. Filtration de 100% pour les particules de 3 µm après 50 lavages.

Pour les demandes de plus de 200 masques,
contacter le service commercial.

ACHAT EN LIGNE



WWW.TEXTINOV-PROTECT.FR



masques@texinov.fr



+33 (0)474 974 475



MDB TEXTINOV® - 56 route de Ferrossière 38110 Saint Didier de la Tour